

BD Discardit™ II Spritzen

Durch den glasklaren Spritzenzylinder ist der Spritzeninhalt gut zu erkennen.

- zweiteilige Spritzen mit Luer-Ansatz
- Der Kolben der Spritze gleitet gleichmäßig bis zum vollständigen Ausbringen des Spritzeninhaltes.
- Kolbenstopp durch Rückhaltering
- leichtläufige und gleichmäßige Kolbenbewegung für eine genaue Applikation
- gut ablesbare, wischfeste Skalenqualität

- Spritzenzylinder aus Polypropylen
- Kolbenstange aus Polyethylen
- Kolbengleitmittel Oleamid
- Verpackungseinheiten farbkodiert
- EO-sterilisiert
- sterile Einzelverpackung, Einmalgebrauch, latexfrei, PVC-frei

Bei Druckanwendungen empfehlen wir unsere dreiteiligen BD Plastipak™ Spritzen.



BD Discardit™ II Spritzen

| Volumen | Ansatz | Graduierung | Produkt-Nr. | VE / UK |
|---------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------|
| BD Discardit™ II Spritzen | | | | |
| 2 ml | zentrisch | unterteilt in 0,1 ml | 300928 | 100 / 3000 |
| 5 ml | exzentrisch | unterteilt in 0,2 ml | 309050 | 100 / 1800 |
| 10 ml | exzentrisch | unterteilt in 0,5 ml | 309110 | 100 / 1200 |
| 20 ml | exzentrisch | unterteilt in 1 ml | 300296 | 80 / 960 |