

Perkutanes Koniotomie Set

Vormontiert, sofort einsetzbar




Quicktrach I

Set für die perkutane Punktionskoniotomie mittels Nadelinzision

/ Quicktrach I

Quicktrach I ist ein Set für die Punktionskoniotomie mittels Nadelinzision, zur Sicherung des Atemwegs in einer CICO Situation (Cannot Intubate – Cannot Oxygenate), im Falle einer Obstruktion der oberen Atemwege. Das sterile Set ist vormontiert und in einer Blisterverpackung oder im Kunststoffrohr erhältlich.

Eigenschaften



Stopper
Reduziert das Risiko einer Perforation der Trachealhinterwand während der Nadeleinführung in die Trachea.

Spritze
Zur Lagekontrolle in der Trachea.

Nadel
Durch die konische Nadelspitze wird die Öffnung in die Trachea dilatiert.

Kanüle
Innendurchmesser ist ausreichend zur temporären Beatmung mit Standard Beatmungssystemen (1).

Halsband
Zur sicheren Fixierung.



Blisterverpackung



Kunststoffrohr, ideal für Notfalltaschen.
Maße: 23 cm (L), Ø 5 cm

Bestell- information

Quicktrach I / In Blisterverpackung, zum Einmalgebrauch, steril

| Patient | Kanüle | REF | Box |
|-------------|-------------|-------------|-----|
| Kind | 2.0 mm I.D. | 30-04-002-1 | 1 |
| Erwachsener | 4.0 mm I.D. | 30-04-004-1 | 1 |

Quicktrach I / Im Kunststoffrohr, zum Einmalgebrauch, steril

| Patient | Kanüle | REF | Box |
|-------------|-------------|-------------|-----|
| Kind | 2.0 mm I.D. | 30-04-902-1 | 1 |
| Erwachsener | 4.0 mm I.D. | 30-04-904-1 | 1 |

Referenzen

(1) X. Onrubia et al., "Front of neck access to the airway: A narrative review," Trends in Anaesthesia and Critical Care, vol. 22, pp. 45-55, 2018

Zusatz- information



Anwendungsvideo



Flyer Koniotomie



Kommentierte Bibliografie

Dieses Produkt ist hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex, wenn nicht anders gekennzeichnet.
Dieses Produkt enthält keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.